

細胞外液補充液 生理食塩液

製品名	会社名	液量 (mL)	mEq/L		pH
			Na ⁺	Cl ⁻	
大塚生食注	大塚製薬工場	50	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注	大塚製薬工場	100	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注	大塚製薬工場	250	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注	大塚製薬工場	500	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注	大塚製薬工場	1,000	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注TN	大塚製薬工場	50	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注TN	大塚製薬工場	100	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注2ポート50mL	大塚製薬工場	50	154	154	4.5 ~ 8.0
大塚生食注2ポート100mL	大塚製薬工場	100	154	154	4.5 ~ 8.0
カーミパック 生理食塩液	川澄化学工業	500	154	154	4.5 ~ 8.0
カーミパック 生理食塩液	川澄化学工業	1,000	154	154	4.5 ~ 8.0
カーミパック生理食塩液L	川澄化学工業=テルモ	1,300	154	154	4.5 ~ 8.0
カーミパック生理食塩液L	川澄化学工業	1,500	154	154	4.5 ~ 8.0
テルモ生食	テルモ	100	154	154	4.5 ~ 8.0
テルモ生食	テルモ	250	154	154	4.5 ~ 8.0
テルモ生食	テルモ	500	154	154	4.5 ~ 8.0
テルモ生食	テルモ	1,000	154	154	4.5 ~ 8.0
テルモ生食	テルモ	1,300	154	154	4.5 ~ 8.0
テルモ生食TK	テルモ	100	154	154	4.5 ~ 8.0
生食溶解液キットH	ニプロ	50	154	154	4.5 ~ 8.0
生食溶解液キットH	ニプロ = 光製薬	100	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「NP」	ニプロ	250	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「NP」	ニプロ	500	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「ヒカリ」	光製薬 = 共和クリティケア	50	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「ヒカリ」	光製薬 = 共和クリティケア	100	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「ヒカリ」	光製薬	250	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「ヒカリ」	光製薬 = 共和クリティケア	500	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「ヒカリ」	光製薬	1,000	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業	250	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業	500	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業 = 光製薬	1,000	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液バッグ「フソー」	扶桑薬品工業	1,500	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業	50	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業	100	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業	200	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業	500	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液PL「フソー」	扶桑薬品工業	2,000	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生食注キット「フソー」	扶桑薬品工業	50	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生食注キット「フソー」	扶桑薬品工業	100	154.0	154.0	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「マイラン」	マイラン製薬 = ファイザー	100	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「マイラン」	マイラン製薬 = ファイザー	250	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「マイラン」	マイラン製薬 = ファイザー	500	154	154	4.5 ~ 8.0
生理食塩液「AY」	エイワイファーマ=陽進堂	500	154	154	4.5 ~ 8.0

