

細胞外液補充液 酢酸リンゲル液

Glu : グルコース

* : 生理食塩液に対する比

製品名	会社名	液量 (mL)	mEq/L								糖質	糖質 (g/容器)	糖質 (%)	熱量 (kcal/容器)	pH	浸透圧比*
			Na ⁺	K ⁺	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Cl ⁻	Acetate ⁻	Gluconate ⁻	Citrate ³⁻						
ソリュージェンF注	共和クリティケア=ニプロ=光製薬	500	130	4	3	-	109	28	-	-	-	-	-	-	6.5~7.5	0.8~1.0
ソリュージェンG注	共和クリティケア	200	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	10.0	5	40	4.0~6.5	1.8~2.1
ソリュージェンG注	共和クリティケア	300	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	15.0	5	60	4.0~6.5	1.8~2.1
ソリュージェンG注	共和クリティケア=ニプロ	500	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	25.0	5	100	4.0~6.5	1.8~2.1
リナセートD輸液	エイワイファーマ=陽進堂	200	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	10.0	5	40	4.5~6.0	約2
リナセートD輸液	エイワイファーマ=陽進堂	500	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	25.0	5	100	4.5~6.0	約2
リナセートF輸液	エイワイファーマ=陽進堂	500	130	4	3	-	109	28	-	-	-	-	-	-	6.5~7.5	約1
フィジオ140輸液	大塚製薬工場	250	140	4	3	2	115	25	3	6	Glu	2.500	1	10	5.9~6.2	約1
フィジオ140輸液	大塚製薬工場	500	140	4	3	2	115	25	3	6	Glu	5.000	1	20	5.9~6.2	約1
ヴィーンF輸液	扶桑薬品工業	500	130	4	3	-	109	28	-	-	-	-	-	-	6.5~7.5	約1
ヴィーンD輸液	扶桑薬品工業	200	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	10.0	5	40	4.0~6.5	約2
ヴィーンD輸液	扶桑薬品工業	500	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	25.0	5	100	4.0~6.5	約2
ソルアセトD輸液	テルモ	250	131	4	3	-	109	28	-	-	Glu	12.5	5	50	4.0~6.5	約2
ソルアセトD輸液	テルモ	500	131	4	3	-	109	28	-	-	Glu	25.0	5	100	4.0~6.5	約2
ソルアセトF輸液	テルモ	500	131	4	3	-	109	28	-	-	-	-	-	-	6.5~7.5	約0.9
ソルアセトF輸液	テルモ	1,000	131	4	3	-	109	28	-	-	-	-	-	-	6.5~7.5	約0.9
アクメインD輸液	光製薬	200	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	10	5	40	4.0~6.0	約2
アクメインD輸液	光製薬	500	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	25	5	100	4.0~6.0	約2
ペロール注	マイラン製薬=ファイザー	300	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	15.0	5	60	4.0~6.5	1.8~2.1
ペロール注	マイラン製薬=ファイザー	500	130	4	3	-	109	28	-	-	Glu	25.0	5	100	4.0~6.5	1.8~2.1